

Specifikace zboží

V souladu s poznámkou ve sloupci "G" u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.

V případě, že níže uvedené specifikace obsahují ve sloupci "D" odkaz (přímý nebo nepřímý) na konkrétní výrobek (ve smyslu obchodní značky), výrobce či dodavatele, je tento odkaz uveden s ohledem na přesnost a srozumitelnost. V tomto případě však dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.

V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).

Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.

Název části	Číslo položky	Popis položky (specifikace - druh, materiál, barva, určení apod.)	Registrační číslo CAS/kód dodavatele/hypertextový odkaz	jednotka (kg, l, ks apod.)	balení (= počet jednotek v balení)	Poznámka	Celkem	Jednotková cena za balení bez DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
část 01		Spotřební materiál pro histologii							
	1	Kladně nabitá skleněná mikroskopická sklíčka. Zahrnují definované okraje umožňující přesné umístění tkáně pro barvení v režimech dávky 100 µl a 150 µl, což pomáhá udržovat integritu kvality barvení.	Leica Microsystems 3P kód S21.2113.A	bal	1440 ks	kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND	3		0,00
	2	Oplach - koncentrovaný pufrální roztok. Zředěný roztok je určen pro mytí částí formalinové, parafinové tkáně při barvení.	AR9590	l	1	kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND	10		0,00
	3	Koncový polymer/nahrazující sekundární protilátku	DS9800	ks	1	kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND	3		0,00
	4	pumpy' - dávkování reagentů na sklo	S21.1926	ks	1	kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND	1		0,00
	5	Roztok pro deparafinizaci, umožňuje odstranění parafinového vosku z tkáňových částí před rehydratací a barvením. Účinně odstraňuje vosk ze sklíček při zachování integrity tkáňových antigenů a vazebných míst sondy. Pro diagnostické použití in vitro.	AR9222	l	1	kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND	4		0,00
	6	Citrátový roztok pro odhalení epitoů; pH6, pro žáru indukované epitopové odběry (HIER) formalinové, parafinové vložky tkáně. Použití hier pre-léčba na formalin-fixované, parafín-vložené tkáně na bond automatizovaný systém, obnovuje epitopy, které byly modifikovány formalinfixace, což umožňuje přístupnost primární protilátky na epitop. Pro diagnostické použití in vitro.	AR9961	l	1	kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND	3		0,00
	7	Roztok pro odhalení epitopů; pH9 -k použití epitopového retičního roztoku na edta na bázi pH 9.0 pro žáru indukované epitopové odběry (HIER) formalinové, parafinové vložky tkáně. Použití hier pre-léčba formalin-fixované, parafín-vložené tkáně na bond automatizovaný systém obnovuje epitopy, které byly modifikovány formalinfixace, což umožňuje přístupnost primární protilátky na epitop. Pro diagnostické použití in vitro.	AR9640	l	1	kompatibilní s automatizovaným systémem barvení BOND	5		0,00
							část 01		0,00
část 02		Chemikálie I.							
	1	GenomicDNA Reagents	6067-5366	kit		dodržet kód výrobku	2		0,00
	2	Genomic DNA ScreenTape	5067-5365	kit		dodržet kód výrobku	2		0,00
							část 02		0,00
část 03		Chemikálie II.							
	1	RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation Kit for FFPE	AM1975	kit		dodržet kód výrobku	4	12.312,30	49.249,20
							část 03		49.249,20